



1 – HORAIRES DU LABORATOIRE

Jours	Technicien présent	Heure de ramassage
Lundi -Vendredi	8h30-16h00	9h30-10h30-14h-16h45
Samedi	Fermé	10h25
Dimanche	Fermé	Taxi
Férié	Fermé	Taxi

2 – ACHEMINEMENT DES PRÉLEVEMENTS SUR LE SITE DE CONCARNEAU

- Par la navette interne du lundi au vendredi
Ramassage : à partir de **8h** (Tous les services)
Et **13h30** (Maison de retraite et SSR).
- Manu-porté : - Après le passage de la navette
- Le week-end et jours fériés : chaque service achemine lui-même au laboratoire (cf. horaires) ou départ d'un taxi accompagnée la fiche de transport (cf. annexe 1)

3 – ANALYSES URGENTES REALISEES SUR CONCARNEAU

Analyses réalisés par le technicien de CC	Tube à prélever
Gazométrie (<30 min à température ambiante, purger et sans bulles)	Seringue GDS (<i>Artériel</i>)
Carboxyhémoglobine (HbCO) et méthémoglobine	Seringue GDS (<i>Artériel ou veineux</i>) Tube vert sans gel (Vert foncé)
Hémoglobine	Seringue GDS (<i>Artériel ou veineux</i>) Tube vert sans gel (Vert foncé)
Ionogramme (Na, K, Cl), Glycémie, Créatinine, Calcium ionisé, bilirubine totale	
Lactates	
GPT (ALAT), GGT,CPK,LIP	Tube hépariné sans gel (vert foncé)
Troponine I , CRP, D-Dimères	Violet ou vert sans gel (<2h)
TP-INR (<24h)	
TCA (<2h si héparine non fractionné si non <6h)	Bleu rempli (>80%)
NFS	Violet



Plaquette sur citrate	Bleu
BhCG urinaire (<i>qualitatif</i>)	Pot rouge ou monovette beige

➔ Les analyses transférables sont acheminées à Quimper, en journée, uniquement par les navettes. Entre les navettes, le technicien se charge de conserver les tubes dans les bonnes conditions pour que l'analyse soit réalisée ensuite à Quimper.

4- LABORATOIRE FERMÉ

De 16h00 à 8h30, samedi, dimanche et fériés

4.1 Analyses réalisées en Biologie délocalisée :

- Réservé au personnel habilité par le laboratoire
IDE des Urgences : réalisent les analyses pour les patients des Urgences.

Analyses	Automates et prélèvement
<ul style="list-style-type: none"> - Gazométrie (<30 min à température ambiante, purger et sans bulles) - Carboxyhémoglobine (HbCO) et méthémoglobine - Hémoglobine - Ionogramme (Na, K, Cl), Glycémie, Créatinine, Calcium ionisé, bilirubine totale -Lactates 	<p>Sur l'ABL avec une Seringue GDS</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - CRP - Troponine I - D-Dimères 	<p>Sur l'AQT avec un tube violet ou vert foncé</p> 
Numération sans la formule	<p>Sur le XNL avec un tube violet</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - GPT (ALAT) - CPK - GGT - LIPASE 	<p>Sur le NX 500 avec un tube vert foncé</p> 



BhCG urinaire (<i>Qualitatif</i>)	Avec un test rapide et un pot rouge ou une monovette beige   
-------------------------------------	--

4.2 Transfert des analyses urgentes et en dehors des horaires d'ouvertures :

Le service gère l'envoi : faxer ou mailer au standard la demande de transport pour le taxi (annexe1). Le standard se chargera de contacter le taxi parmi la liste des taxis conventionnés. Mettre le prélèvement à température ambiante dans un sachet puis dans une boîte de transport (glacière disponible au laboratoire au besoin) pour le respect du triple emballage.

4.3 Microbiologie :

Se référer au manuel de prélèvement

- **LCR, liquides articulaires recherche rapide VIH et recherche de paludisme à faire partir en urgence sur Quimper.** Transport à température ambiante (20°C). Faxer au standard l'annexe 1 et appeler au **02 90 94 42 95 / 02 90 26 44 77** pour prévenir de l'arrivée du prélèvement.
- Hémocultures : se conservent 24h à température ambiante.
- ECBU (tubes vert olive) : se conserve 12h (cytologie) 24h (culture). Les urines sur pot rouge ne se conservent que **12h** à 4°C
- Selles : se conservent **12h** à +4°C.
- Autres prélèvements : à différer.

5 – CONTACTS

Biologiste référent : Dr Iann Dorval 24091

Laboratoire de Concarneau : 24376

Réception des analyses à Quimper : 25354

Techniciens de garde sur Quimper (17h00-7h15) : 24476 & 24477



ANNEXE 1 :



Fiche de demande de transport de prélèvements sanguins pour le laboratoire
d'analyses de biologie médicale de Quimper.

Date et heure :

Demandeur :

UF/Service :

Chambre :

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Délai d'acheminement :

Infos, commentaire :

Nom du transporteur :

Signature