



TEST AU LH RH PEDIATRIQUE

But du test : exploration de la fonction hypophyso-gonadique

Conditions Initiales du patient :

A jeun depuis 12 h

Au repos depuis 30 mn

En dehors de la période des règles

Produit et dose administrés :

0,1 mg / m² de RELEFACT

0,10 mg maximum soit 1 ampoule de RELEFACT

à commander à la Pharmacie de l'hôpital

Déroulement de l'épreuve :

Au repos pendant le test

Garder les **tubes au réfrigérateur** jusqu'à la fin de l'épreuve

T -15 mn Mise en place d'une perfusion de sérum physiologique isotonique
FSH et LH (1 tube vert gélosé)

T 0 **Injection IV lente (1 à 2mn) de 0,1 mg / m² de RELEFACT**

T + 30 mn : FSH et LH (1 tube vert gélosé)

T + 60 mn : FSH et LH (1 tube vert gélosé)

T + 90 mn : FSH et LH (1 tube vert gélosé)