



TEST A LA L-DOPA

**A JEUN et AU REPOS**

**T – 30 mn** GH (jaune)

**T 0** GH (jaune)

Puis donner la **L.DOPA** :

une gélule de 500 mg si <15 ans

deux gélules de 500 mg si > 15 ans

Les gélules sont préparées à la Pharmacie

**T + 60 mn** GH (jaune)

**T + 120 mn** GH (jaune)

DESCENDRE RAPIDEMENT LES TUBES AU LABORATOIRE  
A DEFAUT : GARDER AU REFRIGERATEUR

Noter sur les bons Test à la L.DOPA : dosage GH