



LABM CH Cornouaille
BP 1757 DRM Av Y.Thepot
29107 Quimper Cedex

HGPO

Ref : MO-PRA-PREL-037-01

Version : 01

Applicable le : 04-07-2016



HYPERCLYCEMIES PROVOQUEES PAR VOIE ORALE

Conditions Initiales du patient : A effectuer exclusivement le matin à **jeun** depuis la veille
Sujet au repos strict pendant toute l'épreuve (allongé si possible)
Arrêt des médicaments interférant sur la glycémie (β bloquants, inhibiteurs calciques, etc ...)
Annuler le test si le patient a vomi : Ininterprétable.

Produit administré : **Glucose : 75g ou 100g. (1,75 g/kg** , max 75g, pour les enfants)
Sachets de 50 ou 75 g à la pharmacie.
A diluer dans 250 à 300 mL d'eau et faire boire en 5 mn.

Test	OMS 2h	Femme enceinte (24-28 SA)	Test sur 3h
Dose de glucose	75g	75g	100g
Temps	T 0 T 2h	T 0 T 1h T 2h	T 0 T 1h T 2h T 3h
Critères diagnostic	T0 > 1,26 g/L (7 mmol/L) T2h > 1,4 g/L (7,8 mmol/L) * 1 valeur anormale	T0 > 0,92 g/L (5,1 mmol/L) T1h > 1,8 g/L (10 mmol/L) T2h > 1,53 g/L (8,5 mmol/L) * 1 valeur anormale	T0 > 0,95 g/L (5,3 mmol/L) T1h > 1,8 g/L (10 mmol/L) T2h > 1,55 g/L (8,7 mmol/L) T3h > 1,40 g/L (7,8 mmol/L) * 2 valeurs anormales

Prélèvement : tubes fluorés bouchon gris (bien noter les temps)