



TEST AU GLUCAGON

A JEUN et AU REPOS

T 0 Glycémie (vert gel ou gris)
 Insulinémie (jaune)
 Peptide C (jaune)

Cortisol (facultatif) (vert gel)

Puis injecter une ampoule de 1 mg de **Glucagon** (GLUCAGEN) en IVD

T + 6 mn Glycémie (vert gel ou gris)
 Insulinémie (jaune)
 Peptide C (jaune)

Cortisol (facultatif) (tube vert gel)

Descendre rapidement tous les tubes au laboratoire