



## TEST AU SYNACTHENE IMMEDIAT / PEDIATRIE

But du test : exploration de la capacité sécrétoire de la corticosurrénale.

Le matin à **8h précisément**

Produit administré en IM :

Injectée IM : **0,25 mg / m<sup>2</sup>** de **Synacthène Immédiat**

Dose max : 0,25 mg soit une ampoule de 0,25 mg

Déroulement de l'épreuve :

Au repos pendant le test

<b>T 0</b>	:	Cortisol	(1 tube vert clair)
		17 OH progestérone	(1 tube jaune)
		Aldostérone	(1 tube violet)

puis **injection IM** de 0,25 mg / m<sup>2</sup> de **Synacthène Immédiat**

<b>T + 30 mn</b>	:	Cortisol	(1 tube vert clair)
		17 OH progestérone	(1 tube jaune)
		Aldostérone	(1 tube violet)

<b>T + 60 mn</b>	:	Cortisol	(1 tube vert clair)
		17 OH progestérone	(1 tube jaune)
		Aldostérone	(1 tube violet)